

[아이클루바이오 본사 할인 이벤트]

# 작지만 모든 것이 가능한 iMSPR-mini 도입 프로모션

“고환을 시대, 이제 합리적인 가격으로 검증된 제품을 만나보실 수 있도록 아이클루바이오 본사에서 단독으로 기획한 이벤트를 놓치지 마세요.!”



대한민국 SPR의 기준 -아이클루바이오 9주년 생존기념 단독 이벤트

## 아이클루바이오 9년 생존에 크게 기여한 iMSPR-mini !!

- ✓ 시장 검증 완료: 2020년 출시 이후 국내 대학 및 우수 연구소 수십 대 누적 판매
- ✓ 탁월한 학술 성과: 국내외 탐티어 논문 출판 및 다수의 SCI급 학술지 등재 완료
- ✓ 안정적 인프라: 고환을 타격 없는 국내 자체 생산을 통한 안정적인 장비/소모품 제공
- ✓ 신뢰성 높은 데이터: 실시간 분석 데이터와 연구원 누구나 쉽게 쓰는 직관적인 전용 SW



1. *Advanced Science* (2025): 2407812.
  2. *Biomedicine & Pharmacotherapy* 182 (2025): 117795.
  3. *Nature Communications* 15.1 (2024): 158.
  4. *Nucleic Acids Research* (2024): gkae156.
  5. *ACS Omega* (2024).
  6. *Sensors and Actuators B: Chemical* 400 (2024): 134897.
  7. *Antiviral Research* 212 (2023): 105576.
  8. *ACS Pharmacology* 6.12 (2023): 1945-1957.
- 외 다수 논문 출판

## 그 고마움을 담아 오직 5대 한정으로 진행되는 역대급 패키지 !!

- ✓ 선착순 5대 계약 완료 시 조기 종료됨을 알려드립니다.

### 01. 장비 도입가 가격 인하

기존 정가: 27,390,000원

## 특별 혜택가

# 19,800,000원

(부가세 포함 가격으로 수의계약 조건 충족 금액입니다.)

- ✓ 수의계약 조건 충족: 2000만원 이하 소액 수의계약 범위에 완벽히 부합합니다.
- ✓ 행정 절차 간소화: 고환을로 치솟은 외산 장비와 달리, 복잡한 중앙 입찰 과정이 필요 없습니다.
- ✓ 신속한 도입: 산학협력단을 통해 신속하게 품의를 올리고 빠르게 장비를 확보하실 수 있습니다.

### 02. 20개월 분할 납부 가능.

할부 금리 ZERO. 월 **990,000원으로** 구매가능.

### 03. 초기 운용 비용 ZERO

120만원 상당의 기본 분석 **소모품 풀 패키지 무상 제공**


### 04. 무상 보증 1년 추가 연장

기본 워런티 1년 + **1년 추가 연장** (총 2년 보증) 으로  
부품 교체 및 유지보수 비용 걱정 ZERO

## 작지만 모든것이 가능한 iMSPR-mini를 알아보자 !!

### 01. 독립형 2-Channel Flow Cell 시스템 (실시간 차동 분석)

- 동시에 두 가지 독립된 실험 진행 및 하나의 채널을 대조군으로 지정.
- 외부 노이즈와 시료의 비특이적 흡착 신호를 완벽히 제거하여 하이엔드급 정밀 신호 추출



### 02. 반영구적 Fluidics 모듈 기반의 압도적 시료 범용성

- 유로 막힘이나 손상 걱정 없는 고내구성 반영구 유로 시스템 탑재
- 순수 정제 물질로부터 배양액, 혈액 등 복잡한 리얼 샘플 측정 가능
- 저분자 화합물 (Small Molecules)부터 거대한 바이오 세포 (Cell)까지 고장 없이 안정적 커버



### 03. 신소재 및 융합 연구를 위한 극한의 확장성

- 최근 바이오 트렌드에 맞춘 신규 나노물질 및 나노입자 분석
- 최고의 내화학성 모델 (miniR)을 통해 반도체 소자, 박막, 센서 융합 연구 수행 가능



### 04. 대용량 자동화 분석으로의 스마트 업그레이드 로드맵

- 향후 제약 발굴 및 대용량 샘플 스크리닝, 정교한 Kinetics evaluation이 필요하다면,
- 장비 교체 없이 기존 mini 장비를 Automation 모델 miniX로 업그레이드



## 장비 도입 실패율 0% 안심 보장 !!

- 구매 전 무상 데모: 개별 랩 조건에 맞춘 실질적 테스트로 데이터 신뢰성 사전 확인
- 상시 무상 교육 프로세스: 도입 이후, 연구원 변동 시에도 본사 전문가가 상시 교육 지원

프로모션 문의하기

담당자 연락처: 010-2658-9223

메일: [sales@icluebio.co.kr](mailto:sales@icluebio.co.kr)

홈페이지: [www.icluebio.com](http://www.icluebio.com)